




GE Healthcare

GE DR-F



Simples, compacto
e totalmente digital



- Reconhecida por sua dedicação em oferecer o que há de mais avançado em tecnologia e qualidade, a **GE Healthcare** traz para você o GE DR-F

O GE DR-F é um equipamento de raios-x digital que alia a mais moderna tecnologia com alta produtividade e facilidade de operação

- Mais conforto para o paciente**

Com rotação de tubo 180°, o GE DR-F permite que mesmo os pacientes em cadeira de rodas sejam radiografados sem necessidade de serem reposicionados

- Mais adequado para seu orçamento**

A alta qualidade dos componentes aliada a baixos custos de operação e manutenção conferem ao GE DR-F um excelente custo-benefício

- Mais simples para os radiologistas**

O GE DR-F destaca-se por sua estação de trabalho intuitiva e fluxo de trabalho otimizado, garantindo alta produtividade



Tecnologia digital robusta e de fácil operação

Seguro

Alta qualidade de imagem com baixa dose e com menos repetições.

Preciso

Tubo com pontos focais de 0,6/1,2 (IEC 60336): alta definição de imagens para partes anatômicas de diferentes densidades.


Simple

Rápida instalação e assistência técnica simplificada pelo fácil acesso ao gerador/PDU, e também por rotinas de autocalibração.

Compacto

Moderno gerador integrado na parte interior da mesa.

Detector digital plano móvel com alta durabilidade e resistente até 160 kg em técnicas livres



Coluna porta-tubo com rotação de +/- 180° para todo tipo de acesso aos pacientes

Bucky mural com freio eletromagnético

Tampo da mesa flutuante, para um posicionamento rápido e preciso



Interface simples e intuitiva com alta qualidade de imagem e compatibilidade DICOM



PRODUZIDO NO BRASIL

Gerador de 50 kW sob a mesa, reduzindo a necessidade de espaço

Pedal de liberação do tampo da mesa com sistema de duplo toque

Conexão mecânica do porta-chassis à coluna, otimizando o fluxo de trabalho

GE DR-F
Tecnologia que aproxima

e ecomagination
h healthymagination



8 razões para escolher o GE DR-F*

- ☘ Tecnologia digital aplicada a uma grande cobertura de procedimentos clínicos
- ☘ Detector digital plano de peça única garante alta qualidade de imagem
- ☘ Detector móvel, permitindo procedimentos fora de mesa/bucky mural
- ☘ Detector patenteado e fabricado pela GE
- ☘ Até 9 visualizações da mesma imagem, facilitando o diagnóstico
- ☘ "Smart Shuttering" busca as bordas da imagem para otimizar sua centralização
- ☘ "Smart Windowing" automaticamente determina brilho e contraste para visualização da imagem
- ☘ Equalização de tecidos para ajustes do contraste em áreas de alta ou baixa penetração

*Marca da General Electric Company

GE DR-F

Tecnologia que aproxima



Sobre a GE Healthcare

A GEHC fornece tecnologias médicas transformadoras e serviços que estão moldando uma nova era de cuidados com o paciente. Com vasto conhecimento em imagem diagnóstica e tecnologia da informação, sistemas de monitoração do paciente, descoberta de drogas, tecnologias de fabricação de biofármacos, melhorias e soluções de performance, a empresa está ajudando profissionais a oferecerem um melhor cuidado a pessoas do mundo todo, por um custo menor. Além disso, realiza parcerias com líderes de saúde, buscando alavancar mudanças na política global necessárias para a implementação de uma transformação bem-sucedida para sistemas de saúde sustentáveis.

A visão “healthymagination” para o futuro convida o mundo a se unir à GE, que desenvolve continuamente inovações focadas em redução de custos, aumento de acesso e melhora da qualidade e eficiência globalmente.

1) A informação neste material tem como objetivo ser uma apresentação geral do conteúdo incluído aqui e a informação apresentada pode ter aplicabilidade limitada em seu país. 2) Marcas e nomes comerciais são da GE Company, bem como direitos autorais. A reprodução em qualquer forma é proibida sem autorização prévia por escrito da GE. 3) Nada neste material deve ser usado para diagnosticar ou tratar qualquer doença ou condição. Os leitores devem consultar um profissional de saúde. 4) Os produtos mencionados neste material podem estar sujeitos a regulamentação do governo e podem não estar disponíveis em todas as regiões. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer se o registro já estiver aprovado no seu país. 5) A menos que especificamente indicado, nada neste material constitui uma oferta de venda de qualquer produto ou serviço.

0800 122 345

produtos.saude@ge.com

www.gehealthcare.com



imagination at work

DOC1139123